

EXPÉRIENCES CLUB SCIENCES

Séance 1

Acido-basicité

Découverte des notions de pH, d'acide, de base, de réactions acido-basiques
Utilisation du pH-mètre pour mesurer le pH de solutions puis de mélanges



Séance 2

Réactions des acides sur les métaux

Observation de l'action d'acides sur des poudres de

- _ fer
- _ nickel
- _ cuivre
- _ aluminium
- _ Zinc
- _ billes de plomb



Séance 3

Miscibilité

Observation de la miscibilité du diiode et du sulfate de cuivre dans différents solvants organiques

